FemTouch

AcuPulse™

360⁰

Rejuvenarea
zonei intime feminine
cu Laser CO_2



Lumenis®
Energy to Healthcare

FemTouch™ cu AcuPulse™:

Soluția 360° pentru rejuvenare vaginală

O colaborare reciprocă cu experți de top a dus la dezvoltarea FemTouch™ - o procedură laser vaginală dezvoltată pentru practicieni și nevoile femeilor.

La ce ar trebui să se aștepte pacienții dumneavoastră cu FemTouch™ ?

În general, procedura Femtouch™ necesită 2-4 tratamente, până la obținerea rezultatului dorit. Fiecare tratament durează nu mai mult de câteva minute.



„Atât de puțin efort pentru un astfel de răspuns pozitiv al pacientului. Pacienții mei cu menopauză sunt foarte mulțumiți de aceast tratament!"

Dr. Scott Evan Eder, GYN, NJ, US

RAPID

Procedură confortabilă, care durează doar câteva minute

FĂRĂ STRESS

Fără timp de recuperare sau îngrijire specială post-procedură.


VERSATIL

Combinat cu AcuPulse™ tratează diverse indicații estetice și ginecologice.

Cum funcționează FemTouch™?


Un aplicator sterilizat este introdus prin vulvă și este mutat de-a lungul canalului vaginal într-o mișcare către exterior, aplicând laserul într-un model 360˚ pe peretele vaginal. Acest model asigură acoperirea întregii zone vaginale, stimulând modificările peretelui vaginal.

Nivelul de energie de 7,5 mJ - 12,5 mJ utilizat de FemTouch™ asigură ca efectul dorit asupra țesutului să fie obținut în timp ce stratul fibromuscular să rămâne intact.



Efect histologic asupra mucoasei vaginale - adâncimea de impact 200-500 µm

Superficial - 7.5 mJ	Mediu - 10 mJ	Adânc - 12.5 mJ



Histologiile arată adâncimea totală de penetrare (ablație și coagulare) la diferite niveluri de energie ale tratamentelor cu AcuPulse™ în peretele vaginal, folosind FemTouch ™.

Laserul AcuPulse™ este un sistem complet customizabil, care ajută la creșterea practicii dvs.

Gama largă de accesorii și indicații clinice fac linia de produse AcuPulse™ flexibilă și versatilă.
Laserul AcuPulse™ îți extinde capacitățile de performanță pentru a trata un set mai larg de aplicații clinice, precum și mai mulți pacienți, atât în segmentele ginecologice, cât și în cele estetice.

Ginecologie

Când vine vorba de a lucra cu anatomie delicată, care vizează o deteriorare termică minimă, tehnologia laser AcuPulse ™ CO_2 este potrivită pentru diverse indicații, precum:

Colposcopie și vaginal

- Neoplazie intraepitelială cervicală (CIN)
- Leucoplazia
- Condilom
- Tumori benigne și maligne

Laparoscopie

- Endometrioza
- Aderiuni
- Mioame
- Chisturi
- Histerectomie

Estetică

AcuPulse ™ este o stație de lucru completă pentru refacerea ablativă, cu tehnologie superioară pentru toate necesitățile estetice de refacere a suprafețelor:

- Refacerea pielii
- Cicatrici de acnee
- Discromia
- Textura neuniformă
- Keratoza actinică
- Linii și riduri
- Pigmentare neuniformă
- Adâncituri de piele

„Sunt încântat să adaug tratamentul FemTouch™ în cabinetul meu, deoarece această procedură confortabilă și ușoară s-a dovetit a fi foarte satisfăctoare pentru pacienții mei. Această tehnologie duce la rezultate clinice bune ”

Dr. Massimiliano Marziali, GYN, Rome, Italy



Specificațiile dispozitivului

Sursă laser	CO_2
Lungime de undă	10,600 nm
Mod de alimentare	Curent Contunuu
Livrare laser	Fracționar
Mod impuls	Single, Repeat
Energie	7.5-12.5mJ
Densitate	3-25%
Compatibil cu	Toate modelele AcuPulse™ și AcuPulse™ DUO (cu excepția 40 WG)

Avertismente și riscuri

Laserele CO_2 sunt destinate exclusiv medicilor instruiți în utilizarea laserului cu dioxid de carbon (10,6 µm) lungime de undă. Setările incorecte de tratament sau utilizarea greșită a tehnologiei pot prezenta riscuri de rănire gravă pentru pacient și personalul de operare. Riscurile pot fi asociate cu orice procedură laser cu CO_2 și pot include schimbarea pigmentării, infecției, eritemului, indurație cutanată sau cicatrici. Citiți manualele de utilizare a sistemelor și accesoriilor CO_2 pentru o listă completă a utilizării, contraindicațiilor și riscurilor prevăzute.

Utilizarea laserului Lumenis® CO_2 este contraindicată în cazul în care un pacient a luat Accutane® (Isotretinoin) în ultimele 6-12 luni, are antecedente de formare keloidă și prezintă eritem excesiv sau neobișnuit prelungit.

MED GROUP
Excellence in Aesthetics

MED GROUP CONCEPT SRL
office@med-group.ro

Tel: 0786-739-848
www.med-group.ro

LumenisRomania
LumenisRomania
Med Group Romania
office@lumenis.ro
www.lumenis.ro