

NuEra Tight

Speaks your body language

www.med-group.ro

LUMENIS®

Bine ai venit în Noua Eră
a Tratamentelor Personalizate

Nu există doi pacienți identici
Acesta este motivul pentru care un plan unic de tratament nu se mai potrivește.

Acum, poți uita de toate limitările
Remodelarea corporală capătă o cu totul altă însemnătate cu această soluție revoluționară pentru reducerea Țesutului Adipos, Fermitatea Pielii, Diminuarea Celulitei și a Ridurilor, toate într-un singur dispozitiv.

Descoperiți un nivel de personalizare fără precedent
Tehnologia FocalRF™ folosește multiple radiofrecvențe pentru a calibra adâncimea de penetrare a energiei, adaptându-se la multiple indicații clinice, afecțiuni ale pielii și zone ale corpului, toate în cadrul aceleiași sesiuni.

Pentru tratamente la fel de unice ca și pacienții



Remodelarea Corporală
Capătă un Nou Sens

Radiofrecvența (RF) a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, odată cu dorința pacienților de a-și remodela zonele problematice confortabil și fără timp de recuperare. NuEra Tight cu tehnologia FocalRF utilizează 5 frecvențe diferite pentru a calibra adâncimea penetrării energiei, încălzind straturile specifice ale pielii și țesutului, obținându-se astfel Reducerea Grăsimii, Fermitatea Pielii, Diminuarea Celulitei și a Ridurilor.

Reducerea Grăsimii

O experiență cu adevărat personalizată de remodelare corporală începe cu tehnologia FocalRF, care tratează cu ușurință și eficacitate grăsimea subcutanată, pe orice zonă a corpului. Alegeți un tratament superficial la 2 MHz pentru a elimina celulele adipoase persistente sau selectați 470 kHz pentru o încălzire mai profundă.

Înainte | După




Courtesy of Jeffrey Caruth, M.D.

Fermitatea Pielii

NuEra Tight crește și menține temperatura automat, stimulând astfel producerea de colagen, îmbunătățind aspectul pielii lăsate și a ridurilor. Tehnologia FocalRF direcționează penetrarea energiei către stratul dermic, asigurând tratamente sigure și eficiente, pe zone extinse ale corpului sau zone mai mici ale feței.

Înainte | După



Courtesy of Luigi Rizzi, M.D.

Reducerea Celulitei

Bazat pe tehnologia FocalRF, NuEra Tight aplică frecvențe multiple, două moduri de tratament și un masaj mecanic eficient pentru manipularea țesutului conjunctiv, remodelând celulita și îmbunătățind aspectul denivelărilor și gropițelor.

Înainte | După




Courtesy of Clark Schierle, M.D., Ph.D., FACS

Wrinkle Reduction

With high frequencies and precise temperature control, NuEra Tight is able to stimulate the activity of fibroblasts and enhance blood flow, creating an immediate smoothing effect that will continue to improve as the body's healing mechanism generates new collagen production.

Înainte | După




Courtesy of Gerhard Sattler M.D.

Tehnologia FocalRF
Adâncime de Tratament Controlată

Experimentează un nou nivel de control cu tehnologia FocalRF

Utilizează frecvențe RF multiple pentru a regla adâncimea de penetrare a energiei, ținând cont de diferite indicații, variații ale grosimii țesutului între zonele corpului și pacienți.

Alege Frecvența



Controlul Adâncimii

Tratând diferite condiții ale pielii

Controlul Rezultatelor

Un control mai bun asupra rezultatelor clinice finale

Controlul Siguranței

Targhetarea adâncimii optime a țesutului



Instrumente Avansate pentru Cerințele Estetice Actuale

Lumenis a dezvoltat NuEra Tight cu funcții de ultimă generație, într-un echipament ușor de utilizat, cu o interfață grafică intuitivă. Selectarea parametrilor de tratament adecvați este la o atingere distanță.

NuLogic

Protocol Avansat pentru Utilizatori Experți

Protocol unic de tratament

Protocoale multiple de tratament pentru diferite indicații și straturi ale pielii, aplicate automat într-o singură sesiune de tratament.

Un nou nivel de personalizare

Setarea valorilor multiple pentru frecvență, temperatură, timp și dimensiunea electrodului.

Utilizează frecvențe RF multiple pentru a regla adâncimea de penetrare a energiei, ținând cont de diferite indicații, variații ale grosimii țesutului între zonele corpului și pacienți.

NuAPIC

Automatic Personalized Temperature Control

Ensuring therapeutic temperature throughout the procedure. Adapting the power to meet the patient's unique features.

Recunoașterea Automată a Accesoriilor

Electrozi cu dimensiuni multiple

Opt electrozi cu transfer capacitiv de energie, cu înveliș din teflon (CCET), pentru a se potrivi perfect oricărui pacient, din cap până în picioare, pentru un confort îmbunătățit și o distribuție uniformă a energiei.

Aplicatori

Trei aplicatori ergonomici ușori, pentru: Corp, Față și Bipolar.



Crește-ți Profitul cu NuEra Tight

Cererea este clară. Pacienții doresc tratamente rapide și confortabile, cu rezultate de lungă durată, cu aspect natural. Cu NuEra Tight puteți satisface această cerere, depășind în același timp așteptările. Indiferent dacă oferiți o soluție independentă pentru Reducerea Grăsimii, Fermitatea Pielii, Reducerea Celulitei și a Ridurilor sau o combinați cu alte modalități, NuEra Tight vă ajută să creați avantaje pentru clinica dumneavoastră. Cel mai important, NuEra Tight nu necesită consumabile costisitoare, astfel încât nu există nimic care să vă împiedice să vă atingeți rentabilitatea investiției (ROI).



"În prezent, tratamentele cu radiofrecvență sunt printre cele mai solicitate proceduri estetice. NuEra Tight cu Tehnologia ForcalRF este extrem de personalizabilă, cu o selecție largă de frecvențe și aplicatori, ce oferă tratamente rapide, confortabile și non-invazive. Acest lucru duce la atingerea de către pacienții mei a aspectului dorit, îmbunătățit, asigurând în același timp siguranța și eficacitatea datorită funcției de control al temperaturii NuAPIC."

Macrene Alexiades-Armenakas, M.D., Ph.D., FAAD, Clinical Dermatologist, Laser Surgeon and Researcher Dermatologist, New York.

Călătoria ta cu NuEraTight abia a început.

Vrem ca afacerea dvs. să crească cu NuEraTight. De aceea, am creat un pachet de asistență care începe cu o primă conversație și va rămâne alături de dvs. până în momentul în care veți începe să observați beneficiile. Vă oferim asistență, ne asigurăm să aveți parte de toată pregătirea de care aveți nevoie și primiți cele mai actualizate studii clinice.



Locații cu dispozitive Lumenis

Mii de pacienți caută furnizori de tratament în fiecare lună. Ajută-i să îți găsească clinica, înregistrându-vă pe Lumenis Practice Locator. Rulăm campanii prin intermediul influenceri-lor, social-media și a videoclipurilor virale pentru a promova dispozitivul.

Lumenis online

Consumatorii au multe întrebări despre estetică. Site-urile noastre le vor oferi asigura încrederea de care au nevoie pentru a merge mai departe cu tratamentele.

Training pentru personal

Instalăm sistemul și vă instruim personalul, astfel încât să puteți evalua corect tipul și condiția pielii, creând planul de tratament perfect pentru fiecare pacient individual. Experții noștri în pregătire clinică vă vor oferi consultanță și modalități de tratament.



Resursa cea mai de preț

Reprezentantul dvs. dedicat se află la un e-mail sau apel telefonic distanță. Vrem să simțiți că faceți parte din familia Lumenis, deci vă rugam să nu ezitați să ne contactați oricând doriti. Facem tot posibilul să aveți un răspuns în maxim 24 de ore.

Marketing pentru Clinică

Clienții nostri au acces la Portalul Medical Lumenis. Aici puteți găsi materiale precum broșuri sau postere. De asemenea au acces la diverse studii clinice și informații despre produse.

Rețea extinsă de service

Ne angajăm să oferim servicii complexe și de înaltă calitate pentru repararea și întreținerea echipamentelor medicale. Serviciul de întreținere Lumenis vă oferă liniște ceea ce înseamnă că vă puteți concentra pe îngrijirea pacientului decât pe eventuale probleme ale dispozitivului.

Specificații

Frecvența	470 kHz ± 10%
Voltaj	250 W Max
Display LCD Touch Screen	15”
Sistem de cuplare	Capacitiv
Mod de operare	Automat și Manual
Măsurarea impedanței	Automată
Controlul temperaturii	Automat
Ajustarea temperaturii	37° ÷ 45° ± 1°C
Timer	Max 60 min adj.
Cerințe electrice	100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensiuni	124x57x60 cm (HxWxD)
Greutate	30 Kg
Clasa de siguranță	Class1 - Type BF
Accesorii standard	
Aplicatori	3: față și corp, bipolar
Electrod de întoarcere	1: pad de împământare reutilizabil
Electrozi izolați cu senzor de temperatură	8: ø20, ø30, ø40, ø60, ø70, ø80, ø100mm și electrod de masaj ø40
Cosmetice	cremă NuEra RF

Contraindicații și Riscuri: NuEra nu este recomandat gravidelor, persoanelor ce prezintă o infecție sau o boală sau este sensibil la căldură. Tratamentul peste tăieturi, răni, piercing-uri și tatuaje trebuie evitat și zonele cu umpluturi injectabile și toxine lăsate pentru o lună înainte de tratament. Pacienții cu implant metalic sau dispozitiv implantat (de exemplu, stimulator cardiac) trebuie să se consulte mai întâi cu un medic calificat. Dacă se consideră adecvat, tamponul de întoarcere trebuie așezat departe de implant. Anestezicele locale, orale sau sistemice nu pot fi utilizate înainte sau în timpul tratamentului, deoarece pacienții trebuie să ofere feedback regulat pentru a le asigura confortul continuu. Izolați pacienții de obiecte metalice, în special orice contact direct (de exemplu, patul). O consultație completă a terapeutului este întotdeauna recomandată; pentru contraindicații și riscuri în totalitate, consultați manualul de utilizare NuEra.

LUMENIS®